



ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

AROMINA 100



SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
020100GR	FEBRERO, 2020	SEPTIEMBRE, 2023	5

PROPIEDAD	EQUIPO A UTILIZAR	MÉTODO DE ANALISIS	TIPO DE PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
PESO ESPECÍFICO 20/20°C	DENSÍMETRO	MCA-02	CRÍTICO	0.865-0.875
PUREZA (%PESO)	CROMATÓGRAFO DE GASES	MCA-02	CRÍTICO	98.5 MINIMO
HUMEDAD POR K.F. (%PESO)	KARL FISCHER	MCA-02	CRÍTICO	0.05 MÁXIMO
APARIENCIA	VISUAL	MCA-02	CRÍTICO	LÍQUIDO LIMPIO TRANSPARENTE
COLOR, PT-CO	COLORIMETRO	MCA-02	CRITICO	0-15



REVISÓ
Ing. Jazmín Rodarte López
Servicio Técnico



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del Cliente